

正誤表・更新情報

本書中に訂正・更新箇所等がございました。お手数をお掛けしますが、下記ご参照頂けますようお願い申し上げます（2024年5月17日）

■第2版 第1刷（2020年9月10日発行）の修正・更新箇所

頁	場所	修正前	修正後	補足	掲載
第3章 2. 基本的な人工呼吸器の設定					
77	③呼吸トリガー	▶トリガー感度が高すぎると人工呼吸器が患者の自発呼吸を認識しない。トリガー感度が低すぎると体動など自発呼吸以外の運動で換気が始まる	▶トリガー感度の 設定値 が高すぎると人工呼吸器が患者の自発呼吸を認識しない。トリガー感度の 設定値 が低すぎると体動など自発呼吸以外の運動で換気が始まる		24/05/17